



Q-CLEAN

PROTOCOLO

PMU

FOTOTIPO	MILLÍJOULES (MJ)	HERTZ	LENTE	PASSADAS
I	400 A 1600 MJ	1 A 4 HZ	PMU	1
II	400 A 1500 MJ	1 A 4 HZ	PMU	1
III	400 A 1300 MJ	1 A 4 HZ	PMU	1
IV	400 A 1100 MJ	1 A 4 HZ	PMU	1
V	400 A 650 MJ	1 A 4 HZ	PMU	1

DARK TATOO

FOTOTIPO	MILLÍJOULES (MJ)	HERTZ	LENTE	PASSADAS
I	300 A 1600 MJ	1 A 4 HZ	1064NM	1
II	300 A 1400 MJ	1 A 4 HZ	1064NM	1
III	300 A 1200 MJ	1 A 4 HZ	1064NM	1
IV	300 A 1000 MJ	1 A 4 HZ	1064NM	1
V	300 A 550 MJ	1 A 4 HZ	1064NM	1

COLOR TATOO

FOTOTIPO	MILLÍJOULES (MJ)	HERTZ	LENTE	PASSADAS
I	300 A 1600 MJ	1 A 4 HZ	532*	1
II	300 A 1400 MJ	1 A 4 HZ	532*	1
III	300 A 1200 MJ	1 A 4 HZ	532*	1

*ATÉ 3º SESSÃO UTILIZAR protocolo DARK TATOO(1064NM)

COLOR TATOO (VERDE E AZUL)

FOTOTIPO	MILLÍJOULES (MJ)	HERTZ	LENTE	PASSADAS
I	500 A 1600 MJ	3 A 4 HZ	755NM FRAC*	1
II	500 A 1500 MJ	3 A 4 HZ	755NM FRAC*	1
III	450 A 1400 MJ	3 A 4 HZ	755NM FRAC*	1
IV	400 A 1300 MJ	3 A 4 HZ	755NM FRAC*	1

*ATÉ 3º SESSÃO UTILIZAR protocolo DARK TATOO(1064NM)



Q-CLEAN

PROTOCOLO

BLACK PEEL

	MILLÍJOULES (MJ)	HERTZ	LENTE	PASSADAS
I	750 A 950 MJ	6 HZ	1320NM	1*
II	750 A 950 MJ	6 HZ	1320NM	1*
III	600 A 800 MJ	6 HZ	1320NM	1*
IV	500 A 700 MJ	6 HZ	1320NM	1*
V	400 A 600 MJ	6 HZ	1320NM	1*

*ATÉ A REMOÇÃO COMPLETA DA MÁSCARA

CLAREAMENTO*

FOTOTIPO	MILLÍJOULES (MJ)	HERTZ	LENTE	PASSADAS
I	400 A 800 MJ	6 HZ	1064NM	1 A 4
II	400 A 700 MJ	6 HZ	1064NM	1 A 4
III	400 A 600 MJ	6 HZ	1064NM	1 A 4
IV	300 A 550 MJ	6 HZ	1064NM	1 A 4
V	300 A 500 MJ	6 HZ	1064NM	1 A 4

CLAREAMENTO FRACIONADA

FOTOTIPO	MILLÍJOULES (MJ)	HERTZ	LENTE	PASSADAS
I	500 A 900 MJ	6 HZ	1064NM FRAC	3 A 4
II	500 A 800 MJ	6 HZ	1064NM FRAC	3 A 4
III	500 A 800 MJ	6 HZ	1064NM FRAC	3 A 4
IV	400 A 700 MJ	6 HZ	1064NM FRAC	3 A 4
V	400 A 700 MJ	6 HZ	1064NM FRAC	3 A 4

REJUVENESCIMENTO

FOTOTIPO	MILLÍJOULES (MJ)	HERTZ	LENTE	PASSADAS
I	700 A 1200 MJ	6 HZ	1064NM	3 A 4
II	700 A 1200 MJ	6 HZ	1064NM	3 A 4
III	700 A 1100 MJ	6 HZ	1064NM	3 A 4
IV	600 A 900 MJ	6 HZ	1064NM	3 A 4
V	500 A 700 MJ	6 HZ	1064NM	3 A 4