

HAIR REGROWTH

(CRESCIMENTO DE CABELO)

Com a tecnologia exclusiva Lavieen, o salser estimula a neovascularização favorecendo o aumento do metabolismo local para o crescimento de novos fios capilares, além disso, há o aumento da permeabilidade para soluções na utilização de drug-delivery pós-tratamento. Outro ponto importante: O laser Lavieen não quebra os fios pré-existentes por não ter afinidade pela melanina.

Parâmetros sugeridos:

FOTOTIPO	DURAÇÃO DE PULSO	ENERGIA	DISTÂNCIA	MODO
Todos	300µs	5W	0.7mm	Stamp

- ◆ Realizar o tratamento no modo "Stamp" - tamanho do spot de acordo com a ponteira de tratamento capilar.
- ◆ Não sobrepor disparos.
- ◆ Irradiar em toda área de tratamento.
- ◆ Número recomendado de tratamentos: 10 sessões em terapia única.
- ◆ Intervalo recomendado: 15 dias.

Durante o tratamento, para maior conforto do paciente, pode-se utilizar resfriador de pele.

Pós-tratamento:

- ◆ Não lavar o cabelo durante 12 horas.

O Lavieen, saler facionado não ablativo com tecnologia exclusiva de varredura, é uma opção para administração de substâncias ("drug-delivery") pós-tratamento. O cuidado pós-procedimento é importante para que os resultados sejam alcançados e otimizados.