

Protocolo HAIRREGROWTH

Para o tratamento de **Eflúvio Telógeno pós-parto**

Na gravidez, o aumento do número de folículos capilares permanece na fase anágena por períodos mais longos devido a mudanças hormonais. Dessa forma, menos cabelos irão cair durante a gestação. Já a fase telógena, dentro de 3-6 meses pós-parto, resulta em queda excessiva de cabelo.


Casos em que a queda pós-parto é muito intensa ou que não retomam ao normal após 6 meses do seu início é recomendado uma avaliação para investigação de outras causas. Mas, esse processo, por mais que seja fisiológico, algumas mulheres se queixam e desesperam pela quantidade de cabelo perdida.

Atualmente há opções de tratamentos não invasivos, com baixo downtime e que podem ser realizados com segurança para evitar ou tratar esta queixa recorrente.



LAVIEEN

Estimula o crescimento dos fios e fortalece os já existentes por gerar um tratamento com maior precisão, sem lesões térmicas excessivas. Pode contribuir também na potencialização de medicamentos para drug delivery, garantindo sucesso na terapia de restauração capilar por laser.



ENDYMED INTENSIF

A ponteira Intensif da Endymed possui diversas aplicações e também é muito utilizada para tratamentos capilares. Através de suas pequenas perfurações realizadas no couro cabeludo é estimulada a produção de novos fios, além de potencializar a absorção de ativos para drug delivery. O microtrauma causado pelas agulhas de ouro sem radiofrequência resulta em uma neovascularização local, que estimula o crescimento capilar pelo processo de cicatrização/regeneração tecidual.

PROCEDIMENTO



Sessões com intervalos semanais – 3 sessões mensais e na última semana realizar o microagulhamento sem radiofrequência: 110ms/0.8 a 1.5mm.

Total: 9 sessões de Lavieen + 3 sessões de Endymed Intensif.

Pode-se associar mesclas para Drug Delivery no pós- imediato de qualquer procedimento para potencializar os resultados.